

# SCOPECLEAN



**ELEVE A LIMPEZA DOS  
SEUS EQUIPAMENTOS**

# SCOPECLEAN



**TESTE DE VAZAMENTO AUTOMÁTICO**  
Evite infiltrações e danos graves a seus equipamentos

**INTERFACE AMIGÁVEL**  
Sistema de fácil operação e simples leitura

**ENTRADA DE FLUÍDOS**  
Troque facilmente os fluídos desejados para lavagem interna do seu equipamento.


**FUNÇÃO CICLO AUTOMÁTICO**  
Deixe os canais dos seus equipamentos mais limpos e secos, evitando contaminação, bactérias, fungos e entupimentos.


## Especificações Técnicas: SCOPECLEAN


<b>Modelo</b>	ZTEC - 100		
<b>Nome Técnico</b>	Lavadora para Reprocessamento de Materiais		
<b>Registro ANVISA</b>	80887339001		
<b>Faixa de Operação</b>	Pressão	Intervalo de medição	0-300 mmHg
		Erro máximo admissível	+/- 3 mmHg
	Lavagem	Vazão	Fluxo livre >1500 ml/min
		Pressão mínima	2 Bar
	Secagem	Vazão	Fluxo livre = 5000 ml/min
		Pressão máxima	0,45 Bar
<b>Alimentação</b>	24 VDC, 3A		
<b>Potência Consumida</b>	60W		
<b>Dimensões</b>	A 273mm x L 115mm x C 200mm		
<b>Peso</b>	2,18 kg		

## 4 VANTAGENS DA MÁQUINA SEMI-AUTOMÁTICA SCOPECLEAN

  
**1 ECONOMIA DE TEMPO**  
Faça sua limpeza muito mais rápida

  
**2 SEGURANÇA**  
Aumente o nível de segurança de limpeza e reduza os riscos de contaminação em seus pacientes

  
**3 CONFIABILIDADE**  
A máquina possui classificação dos níveis de vazamento para ajudar na prevenção de infiltração do seu equipamento e possui um sistema de medição com calibração RBC.

  
**4 PORTABILIDADE**  
Comparada as grandes máquinas de reprocessamento, a Scopeclean permite que seja rapidamente substituída ou enviada para uma assistência técnica.



Nº ANVISA: 80887339001  
atendimento@ziontechag.com  
+55 (62) 32840875  
[www.ziontech.com.br](http://www.ziontech.com.br)  
[www.lojaziontech.com.br](http://www.lojaziontech.com.br)